


## Anticorpo Monoclonale Pe Coniglio Anti-Topo E-Cadherina/Cd324 Per Fc - P09803

Numero articolo: CM0008566



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE che bersaglia l'E-cadherina/CD324 di topo (SWISS: P09803). Validato per citometria a flusso (FC). Adatto per studi sull'adesione cellulare, la biologia epiteliale e la ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Specifica                                                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | mAb PE coniglio anti-topo E-cadherina/CD324                                                                                                                          |
| Note/Alias          | Um; UVO; Ecad; ARC-1; E-cad; L-CAM                                                                                                                                   |
| Specie              | Topo                                                                                                                                                                 |
| GenelD (Umano)      | 999                                                                                                                                                                  |
| GenelD              | 12550                                                                                                                                                                |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 157-369 dell'E-cadherina/CD324 di topo (NP_033994.1). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                                             |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                                                                |
| Applicazione        | FC                                                                                                                                                                   |
| Reattività crociata | Topo                                                                                                                                                                 |
| SWISS               | P09803                                                                                                                                                               |
| Peso proteico       | 98 kDa                                                                                                                                                               |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                                                                |