

## Anticorpo Monoclonale Pe Coniglio Anti-Mouse Foxp3 Per Fc (Intra) - Q99Jb6

Numero articolo: CM0004119



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE che bersaglia FOXP3 (scurfin) di topo, un regolatore trascrizionale chiave nelle cellule T regolatorie (Treg). Convalidato per citometria a flusso intracellulare, questo anticorpo permette la rilevazione e l'analisi delle popolazioni di Treg in campioni di topo.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto         | mAb PE coniglio anti-Mouse FOXP3                                                                                      |
| Note/Alias            | sf; JM2; scurfin                                                                                                      |
| Specie                | Topo                                                                                                                  |
| ID gene (Umano)       | 50943                                                                                                                 |
| ID gene               | 20371                                                                                                                 |
| Immunogeno            | Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di Foxp3 di topo (NP_473380.1). |
| Origine               | Coniglio                                                                                                              |
| Categoria             | Anticorpi monoclonali                                                                                                 |
| Applicazione          | FC (intra)                                                                                                            |
| Reattività incrociata | Topo                                                                                                                  |
| SWISS                 | Q99JB6                                                                                                                |
| Peso proteico         | 47kDa                                                                                                                 |
| Spedizione            | Sacco di ghiaccio                                                                                                     |