


Pe Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse I-A Per Fc - P14483

Numero articolo: CM0010672



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato con PE specifico per gli allotipi MHC di classe II I-A del topo (H-2I, I-A, I-E). Validato per la citometria a flusso. Adatto per il fenotipaggio delle cellule immunitarie e la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	PE Anticorpo Monoclonale Coniglio anti-Mouse I-A
Note/Alias	H-2I; I-Ad, -Ed; I-Eb e I-Ek allotipi MHC di classe II; Ag Ia; MHC II
Specie	Topo
GeneID (umano)	474382
GeneID	14961
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P14483
Peso Proteico	30kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio