

Anticorpo Monoclonale Coniugato Pe Rabbit Anti-Mouse Icos/Cd278 Per Fc - Q9Wvs0

Numero articolo: CM0011122

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato PE, specifico per ICOS/CD278 di topo, validato per la citometria a flusso (FC). Riconosce il costimolatore inducibile delle cellule T, cruciale per l'attivazione dei linfociti T e le interazioni T-B, in campioni murini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale (mAb) PE Rabbit anti-Mouse ICOS/CD278
Note/Alias	H4; CCLP; AILIM; CRP-1; Ly115
Specie	Topo
GeneID (Umano)	29851
GeneID	54167
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-142 di ICOS/CD278 di topo (NP_059508.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q9WVS0
Peso Proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio