

Anticorpo Monoclonale Pe Anti-IgA Murina (Fc) Prodotto Nel Coniglio

Numero articolo: CM0012556

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE, specifico per la regione Fc delle IgA murine. Progettato per la citometria a flusso intracellulare in campioni murini. Derivato da coniglio. Spedito su ghiaccio. Ideale per la ricerca immunologica e lo sviluppo di test.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb PE anti-IgA murina (Fc) prodotto nel coniglio
Specie	Topo
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 99-344 delle IgA murine
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intracellulare)
Reattività crociata	Topo
Spedizione	Borsa refrigerante con ghiaccio