


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse IgG1 Coniugato Pe Per Fc - P01868

Numero articolo: CM0005101



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE contro l'IgG1 di topo, adatto per la citometria a flusso (FC). Questo anticorpo è specifico per l'isotipo IgG1 e può essere utilizzato per la profilazione delle immunoglobuline murine e l'analisi delle cellule B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome del prodotto	PE Coniglio anti-mouse IgG1 mAb
Osservazioni/Alias	IgG1
Specie	Topo
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 98-324 dell'IgG1 di topo (P01868)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P01868
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio