

Mab Pe Rabbit Anti-Mouse IgG2B Per Fc - P01867-2

Numero articolo: CM0008323

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE diretto contro la regione costante dell'IgG2b di topo (isoforma 2). Validato per citometria a flusso con reattività crociata per il topo. Adatto per studi di tipizzazione delle isotipi di immunoglobuline e di profilazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PE Rabbit anti-Mouse IgG2b mAb
Annotazioni/Alias	IgG2b; Igh-3; gamma2b
Specie	Topo
GeneID	16016
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 14-113 dell'IgG2b di topo (P01867-2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P01867-2
Peso proteico	37 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio