

Anticorpo Monoclonale Pe Di Coniglio Anti-Igm Di Topo Per Fc - P01872

Numero articolo: CM0008613



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE contro la regione costante delle IgM di topo (P01872). Validato per la citometria a flusso. Reagisce specificamente con le IgM di topo, consentendo il rilevamento delle cellule B e gli studi sull'immunità umorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb PE di coniglio anti-IgM di topo
Note/alias	Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M
Specie	Topo
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 105-454 delle IgM di topo (P01872)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P01872
Peso della proteina	50 kDa/53 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante