

Pe Coniglio Anti-Mouse IL-10Ra/Cd210 Mab Per Fc - Q61727

Numero articolo: CM0009151

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con PE di coniglio che targeting IL-10RA/CD210 murino (CDw210a, IL-10R1) per applicazioni di citometria a flusso (FC). Riconosce la subunità alfa del recettore IL-10 murino, un recettore di superficie cellulare di 64 kDa coinvolto nella segnalazione anti-infiammatoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Coniglio anti-Mouse IL-10RA/CD210 mAb
Osservazioni/Alias	IL10r; CDw210; CDw210a; IL-10R1; IL-10RA; mL-10R
Specie	Mouse
GeneID (umano)	3587
GeneID	16154
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 17-241 di IL-10RA/CD210 murino (NP_032374.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	Q61727
Peso Proteico	64kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio