

Anticorpo Monoclonale Pe Coniglio Contro Topo Il-13 Per Citometria A Flusso (Intracellulare) - P20109

Numero articolo: CM0011563

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE che bersaglia l'IL-13 di topo, adatto per citometria a flusso intracellulare. Ideale per studi sull'infiammazione allergica, la regolazione immunitaria e le vie di segnalazione delle citochine. - P20109

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE Rabbit anti-Mouse IL-13
Annotazioni/Alias	IL-13
Specie	Topo
GeneID (Umano)	3596
GeneID	16163
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 20-131 dell'IL-13 di topo (NP_032381.1).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività incrociata	Topo
SWISS	P20109
Peso proteico	14kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio