

## Pe Coniglio Anti-Mouse IL-17F Anticorpo Monoclonale - Q7Tni7

Numero articolo: CM0006073

### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato con PE contro IL-17F murino, progettato per la citometria a flusso intracellulare. Esplora la biologia delle cellule Th17, l'immunità antimicrobica e le risposte infiammatorie con questo reagente convalidato.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                                               |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | PE Coniglio anti-Mouse IL-17F mAb                                                                                                                    |
| Osservazioni/Alias    | IL-17F                                                                                                                                               |
| Specie                | Mouse                                                                                                                                                |
| GeneID (Umano)        | 112744                                                                                                                                               |
| GeneID                | 257630                                                                                                                                               |
| Immunogeno            | Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-161 di IL-17F murino (NP_665855.2). |
| Fonte                 | Coniglio                                                                                                                                             |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                                                                                                                                |
| Applicazione          | FC (intra)                                                                                                                                           |
| Reattività Incrociata | Mouse                                                                                                                                                |
| SWISS                 | Q7TNI7                                                                                                                                               |
| Peso Proteico         | 18 kDa                                                                                                                                               |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                                                   |