


Pe Coniglio Anti-Mouse IL-1B Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso (Intracellulare) - P10749

Numero articolo: CM0005190



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con PE di coniglio che targeting IL-1 β murino (P10749) per citometria a flusso intracellulare. Validato per campioni di topo. Ideale per la ricerca sull'attivazione delle cellule immunitarie, l'infiammazione e la piroptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Coniglio anti-Mouse IL-1 β mAb
Note/Alias	IL-1b; IL-1beta
Specie	Mouse
GeneID (umano)	3553
GeneID	16176
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 118-269 di IL1 β murino (NP_032387.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	P10749
Peso Proteico	31 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio