

Anticorpo Monoclonale Pe Coniglio Anti-Topo IL-22 Per Citometria A Flusso Intracellulare - Q9Jjy9

Numero articolo: CM0010723



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE contro IL-22 di topo per citometria a flusso intracellulare. Reagisce specificamente con IL-22 di topo. Ideale per lo studio della rigenerazione tissutale mediata da IL-22, della funzione di barriera e delle risposte infiammatorie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE Rabbit anti-Mouse IL22
Note/Alias	IL-22; If2b1; Itlif; IL-22a; ILTIFa
Specie	Topo
GeneID (umano)	50616
GeneID	50929
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intracellulare)
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q9JJY9
Peso proteico	20kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio