


Pe Rabbit Anti-Mouse IL-33R/St2 Mab - P14719

Numero articolo: CM0005883



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE contro IL-33R/ST2 (ST2) di topo. Adatto per la citometria a flusso (FC) negli studi immunologici sulla segnalazione di IL-33 e la polarizzazione dei macrofagi. Reagisce in modo crociato con il topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PE Rabbit anti-Mouse IL-33R/ST2 mAb
Annotazioni/Alias	T1; St2; DER4; Ly84; ST2L; Fit-1; T1/ST2; St2-rs1
Specie	Topo
ID gene (Umano)	9173
ID gene	17082
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-332 di IL-33R/ST2 di topo (NP_001020773.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P14719
Peso proteico	38kDa/65kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio