

Pe Coniglio Anti-Mouse IL-9 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso (Intracellulare) - P15247

Numero articolo: CM0005775



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato con PE mirante all'IL-9 di topo (P40). Adatto per la citometria a flusso intracellulare. Reagisce specificamente con l'IL-9 di topo, una citochina chiave nelle risposte Th2 e nella biologia dei mastociti. Ideale per studi sulla funzione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Coniglio anti-Mouse IL-9 mAb
Note/Alias	P40; IL-9
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	3578
GeneID	16198
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-114 dell'IL-9 di topo (NP_032399.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	P15247
Peso Proteico	16kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio