

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-IL1R1/Cd121A Di Topo Coniugato Con Pe Per Citometria A Flusso - P13504

Numero articolo: CM0012701

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE diretto contro IL1R1/CD121a di topo (P13504), validato per la citometria a flusso. Ideale per lo studio del recettore di tipo 1 dell'interleuchina-1 nei processi di risposta infiammatoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-IL1R1/CD121a di topo coniugato con PE
Note/Alias	IL-iR; CD121a; CD121b; IL-1R1; IL1r-1; IL-1R-1; IL-1RT1; IL-1RT-1; IL-1R-alpha
Specie	Topo
GeneID (Uomo)	3554
GeneID	16177
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-338 di IL1R1/CD121a di topo (NP_032388.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P13504
Peso della proteina	67kDa
Spedizione	Borsa refrigerante