

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse IL4 Coniugato Con Pe Per Citometria A Flusso Intracellulare - P07750

Numero articolo: CM0011876

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE contro IL4 murino (BSF-1), validato per citometria a flusso intracellulare. Adatto per lo studio delle risposte delle cellule T, dell'infiammazione e della neuroimmunologia in modelli murini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PE Coniglio anti-mouse IL4 mAb
Osservazioni/Alias	IL-4; BSF-1
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	3565
GeneID (Mouse)	16189
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-140 di IL4 murino (NP_067258.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività crociata	Mouse
SWISS	P07750
Peso proteico	16 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio