

Mab Pe Coniugato Di Coniglio Anti-Integrina Alfa 1/Cd49A Di Topo Per Fc - Q3V3R4

Numero articolo: CM0008398

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE diretto contro l'Integrina alfa 1/CD49a (VLA-1) di topo per citometria a flusso. Rileva il recettore di superficie cellulare per la segnalazione di adesione a laminina e collagene.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE Rabbit anti-Mouse Integrin alpha 1/CD49a
Note/Alias	Vla1, CD49A, E130012M19Rik
Specie	Topo
GeneID (Umano)	3672
GeneID	109700
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 29-1141 dell'Integrina alfa 1/CD49a di topo (NP_001028400.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q3V3R4
Peso proteico	130kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio