

Anticorpo Monoclonale Pe Coniglio Contro Integrina Alpha 2/Cd49B Di Topo Per Fc - Q62469

Numero articolo: CM0005529

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE che targetizza l'Integrina alpha 2/CD49b di topo (DX5, GPIa). Validato per citometria a flusso. Ideale per studi sui recettori del collagene e ricerche sull'adesione piastrinica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE coniglio contro Integrina alpha 2/CD49b di topo
Note/Alias	DX5; GPIa; CD49B
Specie	Topo
GeneID (umano)	3673
GeneID (topo)	16398
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 168-366 dell'Integrina alpha 2/CD49b di topo (NP_032422.2)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q62469
Peso proteico	129kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio