


Anticorpo Monoclonale Coniugato Pe Rabbit Anti-Mouse Lamp1/Cd107A Per Fc - P11438

Numero articolo: CM0012103



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato PE, specifico per LAMP1/CD107a di topo, per citometria a flusso. Validato su campioni di topo. LAMP1 è una glicoproteina di membrana lisosomiale coinvolta nella biogenesi dei lisosomi, nell'autofagia e nella citotossicità delle cellule NK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb PE Rabbit anti-Mouse LAMP1/CD107a
Note/Alias	P2B; Perk; LGP-A; CD107a; Lamp-1; LGP-120
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	3916
ID Gene	16783
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P11438
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Sacca refrigerante