

Anticorpo Monoclonale Pe Di Coniglio Anti-Ly-49D Di Topo Per Citometria A Flusso - Q60651

Numero articolo: CM0008752

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE, diretto contro Ly-49D di topo (Klra4), validato per la citometria a flusso. Rileva il recettore attivante delle cellule NK per le molecole MHC di classe I, con reattività crociata nel topo. Supporta la ricerca sulla funzione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb PE di coniglio anti-Ly-49D di topo
Note/Alias	Chok; Ly49d; Klra32; Klra33; Ly-49d; ly49r<129>
Specie	Topo
GeneID	16635
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 66-263 di Ly-49D di topo (NP_001239506.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q60651
Peso della proteina	31 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante