

Pe Rabbit Anti-Mouse Ly-6A/E (Sca-1) Monoclonal Antibody For Fc - P05533

Numero articolo: CM0008951

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE che bersaglia Ly-6A/E (Sca-1) di topo, una proteina di attivazione dei linfociti T ancorata a GPI. Adatto per applicazioni di citometria a flusso. Supporta la ricerca sulle cellule staminali e l'immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PE Rabbit anti-Mouse Ly-6A/E (Sca-1) mAb
Annotazioni/Alias	TAP; Sca1; Sca-1; Ly-6A.2; Ly-6A/E; Ly-6E.1
Specie	Topo
GenelD	110454
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-111 di Ly-6A/E (Sca-1) di topo (NP_034868.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P05533
Peso proteico	114kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio