

Pe Coniugato Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Topo Ly-6G Per Fc - P35461

Numero articolo: CM0008787

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE che mira al Ly-6G (Gr-1) del topo, adatto per il rilevamento citometrico a flusso dei granulociti murini. Antigene del midollo osseo ancorato al GPI, ideale per l'immunofenotipizzazione e la ricerca diagnostica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Coniugato Anticorpo Monoclonale Coniglio anti-Topo Ly-6G
Note/Alias	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Specie	Topo
GeneID (Umano)	80740
GeneID	546644
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-134 del Ly-6G di topo (NP_001297367.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P35461
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio