

Pe Coniglio Anti-Mouse Pd-L2/Cd273/B7-Dc Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - Q9Wul5

Numero articolo: CM0009764



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con PE che targeting mouse PD-L2/CD273/B7-DC, validato per la citometria a flusso. Funziona come ligando di PD-1 che regola la tolleranza delle cellule T. Adatto per la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	PE Coniglio anti-Mouse PD-L2/CD273/B7-DC mAb
Osservazioni/Alias	Btdc; B7-DC; PD-L2; F730015022Rik
Specie	Mouse
Gene ID (Umano)	80380
Gene ID	58205
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-123 del mouse PD-L2/CD273/B7-DC (NP_067371.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Mouse
SWISS	Q9WUL5
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio