

Anticorpo Monoclonale Pe Coniglio Anti-Mouse Rank/Cd265 Per Citometria A Flusso - O35305

Numero articolo: CM0004566



introduzione

Anticorpo monoclonale PE coniglio anti-mouse RANK/CD265 per citometria a flusso. Riconosce la proteina RANK (ODFR) di mouse, un recettore chiave nell'osteoclastogenesi mediata da RANKL e nella regolazione immunitaria. Adatto per studi sull'osso e sull'immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE coniglio anti-mouse RANK/CD265
Annotazioni / Alias	OFE; ODFR; Rank; Ly109; mRANK; TRANCE-R
Specie	Mouse
GeneID (umano)	8792
GeneID	21934
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 31-213 di RANK/CD265 di mouse (NP_033425.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Mouse
SWISS	O35305
Peso proteico	67kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio