


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse S100A9 Coniugato Pe Per Citometria A Flusso Intracellulare - P31725

Numero articolo: CM0005202



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE mirante a S100A9 (MRP14) di topo, validato per la citometria a flusso intracellulare. S100A9 è una proteina legante il calcio coinvolta nell'infiammazione e nell'immunità innata. Reagisce incrociato con il topo. Ideale per la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PE Coniglio anti-mouse S100A9 mAb
Osservazioni/Alias	p14; Cagb; GAGB; L1Ag; BEE22; MRP14; 60B8Ag
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	6280
GeneID (Mouse)	20202
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-113 di S100a9 di topo (NP_033140.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività incrociata	Mouse
SWISS	P31725
Peso proteico	13kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio