

Pe Coniugato Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse T-Bet/Tbx21 Per Fc (Intra) - Q9Jkd8

Numero articolo: CM0005838



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE che mira al T-bet/Tbx21 del topo, adatto per la citometria a flusso intracellulare (FC). Ideale per studiare l'impegno del lignaggio Th1, la regolazione trascrizionale e le risposte antivirali nei modelli murini. - Q9JKD8

[Ulteriori informazioni](#)

Nome Prodotto	PE Coniugato Anticorpo Monoclonale Coniglio anti-Mouse T-bet/Tbx21
Note/Alias	TBT1; Tbet; Tblym
Specie	Topo
GeneID (Umano)	30009
GeneID	57765
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 321-530 del T-bet/Tbx21 del topo (NP_062380.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q9JKD8
Peso Proteico	58 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio