

Pe Coniglio Anti-Mouse Tnf-A Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso (Intracellulare) - P06804

Numero articolo: CM0004824



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con PE di coniglio contro il TNF- α murino, convalidato per la citometria a flusso intracellulare. Rileva la citochina pro-infiammatoria TNF- α nei macrofagi e in altre cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Coniglio anti-Mouse TNF- α mAb
Osservazioni/Alias	DIF; Tnfa; TNF-a; TNFSF2; Tnlg1f; Tnfsf1a; TNFalpha; TNF-alpha
Specie	Mouse
Gene ID (Umano)	7124
Gene ID (Mouse)	21926
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 80-235 del TNF- α murino (NP_038721.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Crociata	Mouse
SWISS	P06804
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio