

Anticorpo Monoclonale Pe Di Coniglio Anti-Cd27 Di Topo/Ratto Per Fc - P41272

Numero articolo: CM0012438

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE, diretto contro CD27 di topo/ratto (TNFRSF7). Validato per la citometria a flusso, reagisce con topo e ratto. Adatto per studi di immunofenotipizzazione delle cellule T, B e NK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb PE di coniglio anti-CD27 di topo/ratto
Note/Alias	S152; Tp55; Tnfrsf7
Specie	Topo
GenelD (umano)	939
GenelD	21940
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	P41272
Peso della proteina	28 kDa
Spedizione	Borsa con ghiaccio