

Mab Pe Coniugato Coniglio Anti-Mouse/Ratto Cd31/Pecam1 - Q08481

Numero articolo: CM0010322

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato con PE che riconosce CD31/PECAM1 di topo e ratto, validato per citometria a flusso. Ideale per studi sulla migrazione transendoteliale dei leucociti, l'adesione delle cellule endoteliali e la ricerca sull'aterosclerosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE coniugato coniglio anti-Mouse/Ratto CD31/PECAM1
Annotazioni/Alias	Cd31; Pecam; PECAM-1
Specie	Topo
GeneID (umano)	5175
GeneID	18613
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-220 della CD31 di topo (NP_001292086.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q08481
Peso proteico	69kDa/77kDa/80kDa/81kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio