

Pe Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Mouse/Rat Cd54 Mab - P13597

Numero articolo: CM0012334

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE, specifico per CD54 (ICAM-1, Ly-47) di topo/rattus, per citometria a flusso. Epitopo compreso tra gli amminoacidi 28-485. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sull'adesione leucocitaria e sulla migrazione delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Mouse/Rat CD54 mAb
Note/Alias	CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	3383
ID Gene	15894
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-485 del CD54 di topo (NP_034623.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	P13597
Peso Proteico	59kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio