

Anticorpo Monoclonale Pe Coniglio Contro Suino Cd45 (Fc)

Numero articolo: CM0011087

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE che mira al CD45 suino. Con una sequenza immunogena che copre gli amminoacidi 27-547, questo anticorpo è validato per citometria a flusso (FC) ed è ideale per l'analisi delle cellule immunitarie suine e lo sviluppo di test IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE coniglio anti-suino CD45
Note/Alias	CD45
Specie	Suino
ID genico (Umano)	5788
ID genico (Suino)	100522631
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-547 del CD45 suino (XM_003130596.6)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Suino
Spedizione	Sacco di ghiaccio