

Anticorpo Monoclonale Pe Coniglio Contro Ratto Cd25 Per Citometria A Flusso - P26897

Numero articolo: CM0010883

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE che bersaglia CD25 di ratto (IL-2R α , P26897) per citometria a flusso. Adatto per la ricerca sulla Treg e sulla tolleranza immunitaria, derivato da immunogeno del dominio extracellulare ricombinante.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PE Rabbit anti-Rat CD25 mAb
Alias	IL2RAC
Specie	Ratto
ID gene umano	3559
ID gene	25704
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-235 di CD25 di ratto (NP_037295.1).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Ratto
Accessione SWISS	P26897
Peso proteico	31 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio