

Anticorpo Monoclonale Pe Di Coniglio Anti-Cd8A Di Ratto Per Fc - P07725

Numero articolo: CM0012535

introduzione

Anticorpo monoclonale PE di coniglio anti-CD8a di ratto per citometria a flusso (FC). Specifico per CD8a di ratto (32 kDa), un corecettore delle cellule T essenziale per il riconoscimento dell'MHC di classe I e la risposta immunitaria. Ideale per la ricerca immunologica e lo sviluppo di strumenti diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb PE di coniglio anti-CD8a di ratto
Note/Alias	T8; Lyt2; Ly-2; CD8α
Specie	Ratto
GeneID (umano)	925
GeneID	24930
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Ratto
SWISS	P07725
Peso della proteina	32 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante