

Anticorpo Monoclonale Pe Rabbit Anti-Rat Ifn-Gamma Per Citometria A Flusso Intracellulare - P01581

Numero articolo: CM0010879

introduzione

Anticorpo monoclonale PE Rabbit anti-Rat IFN-gamma validato per la citometria a flusso intracellulare. Riconosce la proteina matura dell'interferone gamma da 18 kDa. Immunogeno: frammento ricombinante (aa 20-156). Nessuna reattività crociata con altre specie. Adatto per l'analisi delle cellule immunitarie di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb PE Rabbit anti-Rat IFN-gamma
Note/Alias	If2f, IFNG2, IFN gamma
Specie	Ratto
ID del gene (Umano)	3458
ID del gene (Ratto)	25712
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-156 dell'IFN gamma di ratto (NP_620235.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intracellulare)
Reattività crociata	Ratto
SWISS	P01581
Peso della proteina	18 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante