

Controllo Isotipico Igg Di Coniglio Con Pe - Citometria A Flusso

Numero articolo: CM0010576

introduzione

Anticorpo monoclonale di controllo isotipico IgG di coniglio coniugato con PE per applicazioni di citometria a flusso (FC). Progettato per valutare il legame non specifico negli esperimenti con anticorpi derivati da coniglio. Spedito su ghiaccio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	Controllo isotipico IgG di coniglio con PE
Immunogeno	Peptide sintetico derivato da controllo isotipico IgG di coniglio
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Spedizione	Borsa di ghiaccio