

Anticorpo Monoclonale Pe Ratto Anti-Mouse Cd3 Per Citometria A Flusso - P04235 / P22646

Numero articolo: CM0008507

introduzione

Anticorpo monoclonale ratto anti-mouse CD3 coniugato a PE per citometria a flusso. Riconosce il complesso CD3 del mouse (catene delta/epsilon). Ideale per l'immunofenotipizzazione delle cellule T negli studi immunologici murini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale PE Ratto anti-Mouse CD3
Note/Alias	T3d; CD3; T3e; CD3epsilon
Specie	Mouse
Gene ID (Umano)	916/915
Gene ID	12500/12501
Immunogeno	Un peptide sintetico derivato dal CD3 del mouse
Sorgente	Ratto
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	P04235/P22646
Peso Molecolare Proteina	19 kDa/21 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio