

Anticorpo Monoclonale Rat Anti-Mouse Cd45R/B220 Coniugato Con Pe Per Citometria A Flusso - P06800 / P08575

Numero articolo: CM0006027

introduzione

Anticorpo monoclonale di ratto coniugato con PE mirante al CD45R/B220 di topo (antigene comune dei leucociti). Validato per la citometria a flusso, cross-reagisce con campioni di topo. Ideale per la fenotipizzazione delle cellule immunitarie nella ricerca e nello sviluppo diagnostico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome Prodotto	PE Rat anti-Mouse CD45R/B220 mAb
Note/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	5788
GeneID	19264/5788
Immunogeno	Un peptide sintetico derivato da CD45R/B220 topo/umano
Sorgente	Rat
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	P06800/P08575
Peso Proteico	130kDa/140kDa/144kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio