

Pe Rat Anti-Mouse Ly-6G Mab Per Fc - P35461

Numero articolo: CM0008426

introduzione

Anticorpo monoclonale di ratto anti-Ly-6G di topo coniugato a PE per la citometria a flusso (FC). Bersaglia l'antigene linfocitario 6G, reagisce in modo crociato con il topo, peso molecolare 14 kDa. Ideale per la ricerca di immunofenotipizzazione del midollo osseo. UniProt P35461.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Rat anti-Mouse Ly-6G mAb
Note/Alias	Gr1; Gr-1; Ly-6G Ly-6G.1
Specie	Topo
GeneID (umano)	80740
GeneID	546644
Immunogeno	Un peptide sintetico derivato da Ly-6G di topo
Sorgente	Ratto
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Topo
SWISS	P35461
Peso Proteico	14 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio