

Anticorpo Monoclonale Pe Ratto Anti-Mouse Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) Per Citometria A Flusso - P35461 / P0Cw02

Numero articolo: CM0011108

introduzione

Anticorpo monoclonale ratto anti-mouse Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) coniugato a PE per la citometria a flusso dei granulociti murini. Bersaglia proteine di membrana ancorate a GPI espresse nel midollo osseo. Validato su campioni murini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb PE Ratto anti-Mouse Ly-6G/Ly-6C (Gr-1)
Note/Alias	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Specie	Topo
GenelD (Umano)	8600
GenelD	546644/17067
Immunogeno	Proteina ricombinante di Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) di topo
Origine	Ratto
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	CF
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P35461/P0CW02
Peso Proteico	14kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio