

Anticorpo Monoclonale Pe Streptavidina (Coniglio) - Sa V1, Sa V2

Numero articolo: CM0003974

introduzione

Anticorpo monoclonale Streptavidina coniugato a PE (Coniglio) per applicazioni di citometria a flusso. La reattività crociata indipendente dalla specie supporta un'ampia gamma di sviluppi di saggi diagnostici, disponibile all'ingrosso da CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Streptavidina
Note/Alias	SA V1, SA V2
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Indipendente dalla specie
Spedizione	Sacca di ghiaccio