

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Pea15 Per Wb Ed Elisa - Q15121

Numero articolo: CM0030532



introduzione

PEA15 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale prodotto contro la proteina umana ricombinante PEA15 (aa 1-130). Adatto per WB ed ELISA, reagisce con umano e topo. Utilizzabile per la ricerca sull'apoptosi, il trasporto del glucosio e la segnalazione delle MAP chinasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PEA15 Rabbit pAb
Note/Alias	PED; MAT1; HMAT1; MAT1H; PEA-15; HUMMAT1H; PED-PEA15; PED/PEA15; PEA15
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8682
GeneID	8682
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-130 della PEA15 umana (NP_003759.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q15121
Peso Proteico	15kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio