

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Pea3 / Etv4 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P43268

Numero articolo: CM0027452



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio Pea3 / ETV4 validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Riconosce ETV4 umano, murino e di ratto, un fattore di trascrizione coinvolto nella neurogenesi e nella differenziazione dei cheratinociti. Ideale per la ricerca sul cancro e in biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo pAb di Coniglio Pea3 / ETV4
Note/Alias	E1AF; PEA3; E1A-F; PEAS3; Pea3 / ETV4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2118
GeneID	2118
Immunogeno	Proteina Ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-284 di ETV4 umano (NP_001977.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P43268
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio