

Anticorpo Monoclonale PE/Cyanine5 Di Topo Anti-Cd3 Umano Per Citometria A Flusso - P07766

Numero articolo: CM0004444



introduzione

Anticorpo monoclonale anti-CD3 epsilon umano coniugato PE/Cyanine5 validato per citometria a flusso. Adatto per l'identificazione di linfociti T e studi sulla risposta immunitaria in campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE/Cyanine5 di topo anti-CD3 umano
Note/Alias	T3E, TCRE, IMD18, CD3epsilon
Specie	Umana
GenID (umano)	916
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD3 umano
Origine	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P07766
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio