


Pe/Cyanine5 Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Topo Cd11B Per Citometria A Flusso - P05555

Numero articolo: CM0005252



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato PE/Cyanine5 coniglio anti-topo CD11b ad alte prestazioni, validato per la citometria a flusso. Bersaglia l'integrina alfa-M del topo (Itgam), un recettore per il complemento iC3b, il fibrinogeno e ICAM1, cruciale per gli studi sull'adesione cellulare immunitaria e la fagocitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE/Cyanine5 Anticorpo monoclonale coniglio anti-topo CD11b (mAb)
Note/Alias	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Specie	Topo
GeneID (Umano)	3684
GeneID (Topo)	16409
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 143-337 del CD11b del topo (NP_032427.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P05555
Peso Proteico	127kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio