

Pe/Cyanine5 Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Topo Cd45 Per Citometria A Flusso - P06800

Numero articolo: CM0011031

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE/Cyanine5 contro il CD45 di topo, validato per la citometria a flusso (FC). Rileva l'antigene comune dei leucociti (L-CA) per immunofenotipizzazione e studi sull'attivazione delle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	PE/Cyanine5 Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Topo CD45
Note/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyl-4
Specie	Topo
GeneID (Umano)	5788
GeneID	19264
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-566 del CD45 di topo (NP_001104786.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P06800
Peso Proteico	130kDa/140kDa/144kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio