

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd5 Di Topo Coniugato A Pe/Cianina5 Per Citometria A Flusso - P13379

Numero articolo: CM0007872

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE/Cianina5, diretto contro il CD5 di topo (Ly-1), validato per la citometria a flusso. Riconosce una glicoproteina transmembrana di 54 kDa presente sulle cellule T e sulle cellule B1a; specifico per campioni di topo. Ideale per l'immunofenotipizzazione e la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD5 di topo coniugato a PE/Cianina5
Note/alias	Ly-1; Ly-A; Ly-12; Lyt-1
Specie	Topo
GenElD (umano)	921
GenElD (topo)	12507
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-371 del CD5 di topo (NP_031676.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P13379
Peso della proteina	54 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio