

Mab Di Coniglio Anti-Mouse Cd90.2 Coniugato A Pe/Cyanine5 Per Citometria A Flusso - P01831

Numero articolo: CM0010248

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE/Cyanine5, specifico per CD90.2 murino (Thy-1), idoneo per la citometria a flusso. Rileva una glicoproteina di membrana ancorata al GPI coinvolta nelle interazioni cellula-cellula durante la sinaptogenesi. Ideale per studi immunologici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Mouse CD90.2 coniugato a PE/Cyanine5
Note/Alias	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Specie	Topo
GeneID (umano)	7070
GeneID	21838
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetizzato derivato da CD90.2 murino.
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P01831
Peso della proteina	18 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante