

Pe/Cyanine7 Anticorpo Monoclonale Anti-Umano Cd27 Per Citometria A Flusso - P26842

Numero articolo: CM0008504



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con PE/Cyanine7 di coniglio contro CD27 umano (TNFRSF7), un recettore di checkpoint immunitario costimolatorio. Validato per applicazioni di citometria a flusso (FC). Ideale per la ricerca sulla profilazione delle cellule T e del sistema immunitario.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE/Cyanine7 Coniglio anti-Umano CD27 mAb
Osservazioni/Alias	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
Specie	Umano
GeneID (umano)	939
GeneID	939
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-192 del CD27 umano (NP_001233.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P26842
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio