

Pe/Cyanine7 Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse Cd11C Per Fc - Q9Qxh4

Numero articolo: CM0007893

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato PE/Cyanine7 diretto contro il CD11c del topo (Integrina alfa-X, Q9QXH4), validato per la citometria a flusso. Riconosce il recettore del fibrinogeno coinvolto nell'adesione cellulare infiammatoria e nella chemiotassi dei monociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE/Cyanine7 mAb anti-Mouse CD11c
Note/Alias	Cr4; N418; Cd11c
Specie	Topo
GeneID (Umano)	3687
GeneID	16411
Immunogeno	Proteina ricombinante del CD11c del topo
Sorgente	Criceto Armeno
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q9QXH4
Peso Proteico	129kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio